

HP Gel - SA

Surgeon Stool

STOOLS - SIEGE OPERATEUR - SEGGIOLINI

Height adjustable back-rest in differentiated density visco-elastic foam.
Dossier en mousse visco-élastique à densité différenciée, réglable en hauteur.
 Schienale in schiuma visco-elastica a densità differenziata, regolabile in altezza.

Height adjustable arm-rest 360° swivel with stainless steel structure. Removable upholstery.
Accoudoir réglable en hauteur et pivotant à 360° avec structure en acier inoxydable. Rembourrage amovible.
 Bracciolo regolabile in altezza e orientabile a 360° con struttura in acciaio inox. Tappezzeria amovibile.

Seat in differentiated density visco-elastic foam with memory effect (Memory foam).
Assise en mousse visco-élastique à densité différenciée avec effet mémoire (mousse Memory).
 Seduta in schiuma visco-elastica a densità differenziata con effetto memoria (Memory foam).

Adjustable height with gas spring by a stainless steel foot control.
Hauteur réglable avec vérin à gaz actionné par la pédale de commande en acier inoxydable.
 Altezza regolabile con molla a gas tramite comando a piede in acciaio inox.

Self-braking and anti-trace wheels. Two wheels equipped with brake locks.
Roues auto-freinées et anti-traces. Deux roues équipées avec blocage à frein.
 Ruote auto-frenanti e anti-traccia. Due ruote con blocco a freno.

Doctor stool with anatomical seat. Adjustable height of the backrest. Inclination angle of the backrest is adjustable in a fixed position or can dynamically support the back muscles. Control lever for all adjustments. Base in chromed steel. Seat height adjustable by gas spring. High quality skay coating.

OPTIONAL

Siège opérateur avec assise anatomique. Hauteur du dossier réglable. L'angle d'inclinaison du dossier est réglable dans une position fixe ou peut soutenir dynamiquement les muscles du dos. Réglages par levier. Base en acier chromé. Hauteur de l'assise réglable par vérin à gaz. Revêtement en skay de haute qualité.

EN OPTION

Sedia operatore con seduta anatomica. Altezza dello schienale regolabile. L'angolo di inclinazione dello schienale è regolabile in una posizione fissa o può supportare dinamicamente i muscoli della schiena. Leva di comando per tutte le regolazioni. Base in acciaio cromato. Altezza del sedile regolabile tramite molla a gas. Rivestimento in skay di alta qualità

OPZIONALE



| codice | descrizione |
|---------|---|
| 9120504 | HP GEL - SA (without foot-rest) |
| 9120510 | HP GEL - SA (with foot-rest) |
| 9120505 | HP GEL - SA HIGH (without foot-rest) |
| 9120511 | HP GEL - SA HIGH (with foot-rest) |

80 colours available

HP Gel - SA Surgeon Stool

STOOLS - SIEGE OPERATEUR - SEGGIOLINI

