

# ASKIR C30 BR

## ASPIRATORE CHIRURGICO SU RUOTE A BATTERIA

Dispositivo portatile per l'aspirazione orale, nasale e tracheale di liquidi corporei nell'adulto e nel bambino. Per uso professionale e con una aspirazione max di 36 L/min, è dotato di doppio vaso di raccolta liquidi e carrello con cinque ruote per comoda mobilità. Può funzionare con due diverse modalità: con alimentatore AC/DC in dotazione o con alimentazione interna (Batteria al Pb 12V 4A), ed è approvato per uso continuo senza surriscaldamenti. Dotato di allarme acustico ed indicazione visiva (LED) per lo stato della batteria, di vuotometro (mmHg / kPa) e regolatore di vuoto.

### CARATTERISTICHE



#### Funzionamento non-stop

Al fine di garantire le migliori prestazioni, il dispositivo può funzionare senza interruzioni 24/24h.



#### Accessori durevoli

Realizzati in materiali resistenti ed autoclavabili per garantire sicurezza ed igiene nel tempo.



#### Materiali di alta qualità

Telaio realizzato in plastica resistente VO (UL94) ABS.



#### Batteria a lunga durata

Alimentato da una piccola ma durevole batteria che può essere ricaricata innumerevoli volte.

### ACCESSORI IN DOTAZIONE

#### 2 VASI AUTOCLAVABILI O SISTEMA FLOVAC

+ Sistema valvole di troppo pieno (vedi specifiche tecniche).

#### TUBI IN SILICONE AUTOCLAVABILI

2 Tubi (ø 8x10 mm x 18 cm) + 1 tubo paziente (150 cm).

#### CONNETTORE CONICO

ø 10-11-12 mm.

#### FILTRO ANTIBATTERICO E IDROFOBICO

Paziente singolo.

#### CANNULA CH20

ALIMENTATORE AC/DC UNIVERSALE CON SPINA EUROPEA (UE60-140429SPA1 o UES65-140429SPA1)



### APPLICAZIONI

CE 0123

EMERGENZA

ENDOSCOPIA

OSTETRICIA

CHIRURGIA GENERALE

GASTROENTEROLOGIA

REPARTO/CORSIA

ODONTOIATRIA

### DATI TECNICI

MOTORE	Pompa a pistone a secco
ALIMENTAZIONE	
ALIMENTATORE:	IN: 100-240 Vca; 50/60 Hz; 100 VA OUT: 14 Vcc 4,29 A
BATTERIA:	12 Vcc; 4 A
CLASSIFICAZIONE ISO 10079-1	Alto vuoto / Alto flusso
ASPIRAZIONE MAX (REGOLABILE)	-0,80 Bar -80 kPa -600 mmHg
FLUSSO D'ARIA LIBERO	36 L/min
RUMOROSITÀ	65,5 dB(A)
FUNZIONAMENTO	Continuo (con rete elettrica)
PESO	8 kg
DIMENSIONE	32 x 30 x 99 cm
GARANZIA	2 anni
CARTONE	1 unità